

foodproof[®] 微生物 リアルタイムPCRキット



foodproof[®] *Dekkera* プレタノマイセス 定量キット 飲料オフフレーバー酵母 *Dekkera* をリアルタイム PCR 法で定量

◆DNA 抽出～結果まで約 2 時間半で検知（培養法では通常 2 週間）

*Brettanomyces/Dekkera spp.*のうち *Dekkera anomala* と *Dekkera bruxellensis* を対象

◆添付標準プラスミドにより、定量試験が可能

◆内部陽性コントロールを添付

◆キャリアオーバー防止 UNG 配合

◆Thermo、ABI、Agilent、BioRad、Roche 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応

FAM、VIC/HEX チャンネルを有するいわゆる Taqman プローブ対応

■foodproof[®] *Dekkera* 定量キット (3216R30208)

感度：試料中 10^2 cells/mL 定量範囲：1～ 10^6 cfu/reaction

包含性：*Dekkera anomala*、*Dekkera bruxellensis*

排他性：近縁 *Dekkera custersiana*、*Dekkera naardenensis* や *Saccharomyces spp.*等 60 株で検証済み

適用試料：ビール、ワイン、果汁、炭酸飲料

■StarPrep[®] Four (3216S40009＝抽出前処理試薬)

製造：BIOTECON Diagnostics(ドイツ) 輸入：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員長などを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/10

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541 E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp